

# Műszaki adatlap

## Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

### 1. A termék és a vállalat azonosítója

#### 1.1. Termékazonosító és rendeltetésszerű használat

Kereskedelmi név:	Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
Rendeltetésszerű használat:	A termékek elsősegély-termékek szemöblítéshez, ha a használó sav vagy lúg miatt balesetet szenvedett.
Lejárat dátuma:	A palack címkéjére nyomtatva.

#### 1.2. Az adatlap szállítójának adatai

Gyártó	
Cég:	Plum Safety ApS
Cím:	Mandelalleen 1
Irányítószám:	5610
Város:	Assens
Ország	DÁNIA
E-mail	<a href="mailto:info@plum.eu">info@plum.eu</a>
Telefonszám	+45 6916 9600
Fax	+45 6916 9630

#### 1.3. Jogi információk

**Általános tudnivalók:** Mivel a termékek a *Tanács orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.)* értelmében I.s osztályba tartozó orvostechnikai eszközök, a **DNV Product Assurance AS** bejelentett szervezet engedélyezte őket.

Az orvostechnikai eszközökhöz nincs szükség biztonsági adatlapra.

A termékek az anyagokra és keverékekre vonatkozó osztályozási és címkézési szabályok szerint nem minősülnek veszélyesnek.

A Plum Safety ApS *ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök – Minőségirányítási rendszerek – Szabályozási célú követelmények* szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

#### 1.4. Használati útmutató:


**Mono szemkagyló (200 ml és 500 ml) / Szemöblítő szemkagyló (1000 ml)**



**DUO szemkagyló (500 ml)**



- A Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate használata után mindig mossa le Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride szemöblítő folyadékkal!
- Ne használja újra.
- Ne használja, ha sérült.
- Javasolt hőmérséklet használat közben.
- Figyelmeztetés: hidrofluorsav



# Műszaki adatlap

## Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

### 2. Általános tudnivalók a termékről

**Anyagkövetelmények:** Az ezekben a termékekben található anyagokat az ISO 10993-1:2009 Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatirányítási eljárás keretében szerint biokompatibilisnek minősítették.

**A palack, a címke és a szemkagyló méretei.**


	200 ml-es palack	500 ml-es palack	1000 ml-es palack
Palack anyaga	Polietilén adalékanyagok nélkül	Polietilén adalékanyagok nélkül	Polietilén adalékanyagok nélkül
A palack ... [ml]-t tartalmaz	201–207	505–512	1005–1020
Alsó Ø [mm]	58,5	78	90
Magasság [mm]	129,6	183	229

### 3. Mellékhatások és hiba

**Mellékhatások és hiba:** A termékek elsősegély-termékként szemöblítésre szolgálnak. Ha mellékhatásokat vagy hibát észlel, jelentse azt a Plum Safety ApS számára az [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) e-mail-címen vagy a +45 6916 9600 telefonszámon, hogy meg tudjuk tenni a szükséges javítási intézkedéseket.  
A súlyosan káros hatásokat mindig jelenteni kell az illetékes hatóságnak.

### 4. Tárolás

**Tárolás:**



**Eltarthatóság:**

A gyártás dátumától számított 42 hónap.

**Telepítés:**

Kérjük, nézze meg a címkén található piktogramot:



**Szerelőállomások és dobozok:**

Kérjük, látogasson el ide: <https://plum.eu/products/firstaid/eye-wash>

### 5. További információk

**Korábbi verziók és változások jelzése**

Verzió	Legutóbbi módosítás	Felelős	Változások
1.4	2023. 05. 11.	CL	1.4.
1.3	2021. 05. 25.	CL	1.2., 1.3., 3., 5.
1.2	2020. 09. 30.	CL	5.
1.1	2020. 06. 03.	CL / VWB	3., 5.
1.0	2020. 04. 14.	CL / VWB	

**További információk** További információk a következő elérhetőségeken kérhetők: [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) vagy a +45 6916 9600 telefonszámon.

**A műszaki adatlap készítője:**

**Cég:** Plum Safety ApS  
**Cím:** Mandelalleen 1  
**Irányítószám:** 5610  
**Város:** Assens  
**Ország:** DÁNIA  
**E-mail:** [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu)  
**Telefonszám:** +45 6916 9600  
**Fax:** +45 6916 9630

**Dokumentum nyelve:** magyar