



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Általános tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó és illatosító QuattroSelect kiszerelésben

Termékleírás

Tisztító és fertőtlenítőszer, vízkőoldó és illatosító hatással. Valamennyi sav- és vízálló kemény fürdőszobai felületre alkalmazható.

Tulajdonságok

- Savas összetétel
- Tisztítás, vízkőtelenítés, fertőtlenítés és illatosítás egy lépésben
- Hatékony a mikroorganizmusok széles spektruma ellen: E-Coli, szalmonella, influenza
- Az egyedülálló, szabadalmaztatott O.N.T. technológia semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Előnyök

- Kiváló tisztítás valamennyi vízkeménység mellett
- Nem kell több különböző terméket használni
- Kiváló higiéniát biztosít
- Kellemes illatot hagy maga után

Használati utasítás

A termék csak Quattro Select adagolóval használható, amely garantálja a 100% -os költségcsökkentést és a biztonságot. A Quattro Select adagoló magas áramlási (vödör) és alacsony áramlási (szórófejes palack) adagokat ad.

Adagolás:

Íranyítsa a Quattro Select adagoló sárga választó szelepét a megfelelő négyzetre. A szórófejes alkalmazáshoz töltsse fel a palackot a lassú árammal, csavarja a palackra a szórófejet, majd óvatosan rázza fel. A vödör feltöltéséhez használja a magas áramlást.

Alkalmazás:

1. Szórófejes módszer:



Permetezze az oldatot egy nedves törölkendőre és törölje le a tisztítandó felületet. Hagyja a megfelelő ideig hatni a szert a mikrobiológiai hatás eléréséhez. Használjon szivacsot a makacs szennyeződés eltávolításához. Rendszeresen öblítse ki vagy cserélje ki a törölkendőt.

2. WC csésze tisztítása:

Öblítse le a WC-t / piszoárt, és vigye fel a terméket a perem alá, a csészében körbe, az öblítési útvonalakra és a vízkivezető nyílásokra. Hagyja a terméket 15 percig hatni. Mossa le kefével és öblítse le. Növelje a hatásidőt (1 - 2 óra) erős vízkőlerakódás esetén..

3. Vödörös módszer:

Vigye fel az oldatot törölkendővel / szivaccsal vagy moppal és törölje le. Hagyja, hogy a mikrobiológiai adatok szerint a kívánt ideig hasson. Használjon szivacsot a makacs szennyeződés eltávolításához.



© A.I.S.E.

* Ez az adagolás az optimális feltételeknek felel meg, az ajánlások változhatnak, kérjük, forduljon a Diversey képviselőjéhez útmutatásért.



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Technikai adatok

Megjelenés: tiszta piros folyadék

pH érték (töményen): < 2

pH érték (oldat): < 2

Relatív sűrűség (20°C): $\approx 1.093 \text{ g/cm}^3$

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos termékkezelés és -tárolás

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com. Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Kérjük, tárolja eredeti csomagolásában, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Termékkompatibilitás

Ne használja a terméket lúgra érzékeny felületeken. Ne keverje más termékkel. Használat előtt tesztelje az anyagkompatibilitást.

Microbiológiai adatok

Ajánlott koncentráció 2%:

EN 1276 Bactericid - 1.50% / 5 perc / szennyezett környezet

EN13697 Bactericid - 1.75% / 5 perc / szennyezett környezet

EN13727 Bactericid - 1,75% / 5 perc / szennyezett környezet

EN13697 Bactericid - 2.00% / 5 perc / szennyezett környezet

EN1650 Yeasticid - 2.00% / 15 perc / szennyezett környezet

EN13697 Yeasticid - 2.00% / 5 perc / szennyezett környezet

EN14476 Burkos Virucid - 1.00% / 1 perc / tiszta környezet

EN14476 Burkos Virucid - 1.00% / 1 perc / szennyezett környezet

prEN16777 Burkos Virucid - 1.00% / 5 perc / tiszta környezet

prEN16777 Burkos Virucid - 1.50% / 5 perc / szennyezett környezet

Környezetvédelmi információk

A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomló anyagok, megfelelően a 648/2004/EK rendeletnek.

Kiszerezés: Quttro Select tasakban, 2x 2,5L

Üres permetezőpalack és megfelelő permetezőfejek is kaphatók

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.